



Conveen selvklæbende uridom

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
5212		5701780589154	Selvklæbende Uridom	20 mm	30	6		
5200		5701780490801	Selvklæbende Uridom	25 mm	30	6		
5205		5701780490825	Selvklæbende Uridom	30 mm	30	6		
5210		5701780490849	Selvklæbende Uridom	35 mm	30	6		
5215		5701780589161	Selvklæbende Uridom	40 mm	30	6		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *

Produktdatablad

Conveen selvklæbende uridom

1. Virksomhedsdata
1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: www.coloplast.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Conveen selvklæbende uridom

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

["klik her"](#) (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text" value="nej"/>	Papir: <input type="text" value="Nej"/>	Glas: <input type="text" value="nej"/>
Metal: <input type="text" value="Nej"/>	Latex: <input type="text" value="Ja"/>	Bomuld: <input type="text" value="Nej"/>
Andet: Akrylklæber		Økologisk: <input type="text"/>

3.2. Plast: Polyethylene, polypropylene

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text" value="Ja"/>	Papir: <input type="text" value="nej"/>	Glas: <input type="text" value="nej"/>
--------------------------------------	---	--

Metal: nejLatex: nejBomuld: nejØkologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:Plast-typer: Polyester, PolyethylenePVC: nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:Tungmetal: nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: nejGenbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: Nej: Ja: XKlasse: I**6. Miljøoplysninger**

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: Nej: X

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: XJa:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001

Forhandler: _____

7. HoldbarhedHoldbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger) _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Ud fra miljømæssige hensyn anbefaler Coloplast nedenstående affaldshåndtering.

Bemærk dog at affaldshåndteringen skal være i overensstemmelse med gældende lokale regler.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkelemballage			Materiale genanvendelse	
Inderemballage			Materiale genanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg ISO 14021
Transportemballage			Materiale genanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg ISO 14021