

# EasiCath®

- Sterile engangskatetre med hydrofil overflade
- Overfladebehandlede kateterhuller
- Bredt sortiment



# EasiCath®

## Conveen EasiCath kateter

Conveen EasiCath kateter er et sterilt overfladebehandlet engangskateter til intermitterende kateterisation.

## Kateterhullerne

Conveen EasiCath har en enestående overfladebehandling, der ikke blot dækker ydersiden af katetret, men også indersiden af kateterhullerne. Det skaber en glat hinde, der reducerer friktionen mellem katetret og slimhinden i urethra. Derved mindskes risikoen for skader på lang sigt.

## Hydrofil overflade

Conveen EasiCath katetre har en overflade, der bliver blød og glat, når den har ligget i vand. I løbet af 30 sekunder bindes vandmolekyler til katetrets overflade. Herefter er katetret klar til brug.

Katetrene er fremstillet af polyvinylklorid (PVC). Sammenlignet med normale PVC-katetre, hvor der benyttes gel, er friktionen ml. kateter og slimhinder langt mindre. Den glatte overflade på Conveen EasiCath bevares under hele kateterisationen.

## Conveen EasiCath

Conveen EasiCath katetret er emballeret således, at det kan åbnes i begge ender. Herved er det muligt at holde på emballagen under indføring.

## Conveen EasiCath til dilatation

Conveen EasiCath fås som dilatationskateter. Katetret har ingen huller og findes i Ch16 og Ch18.

## Conveen EasiCath med Luerlock

Conveen EasiCath katetre fås med LuerLock til tilslutning af sprøjte. Det betyder, at katetret kan bruges i forbindelse med intravesikal instillation.



## Conveen EasiCath Set

Conveen EasiCath Set består af et overfladebehandlet kateter og en saltvandsampul, alt integreret i den steril urinpose – lige klar til brug. Dette giver brugerne mærkbare fordele.

Conveen EasiCath er ideelt for sengeliggende, for brugere der anvender kørestol, ved natlige blæretømninger, på arbejde og på rejser.



## Conveen EasiCath til børn

Conveen EasiCath kan anvendes til børn. EasiCath fås helt ned i Ch08 og i 30 cm længde specielt til drengebørn.

## Conveen EasiCath overfladebehandlede katetre

Type	Mænd		Kvinder	Børn	
	Nelaton	Tiemann	20 cm	20 cm	30 cm
● 08	5348		5368	5008	5088
● 10	5350		5370	5010	5090
○ 12	5352	5382	5372		
● 14	5354	5384	5374		
● 16	5356	5386	5376		
● 18	5358				
● 20	5360				
● 22	5362				

## Conveen EasiCath Set med integreret urinpose

Type	Nelaton/Mænd		Nelaton/Kvinder	Børn	Nelaton/Mænd	Nelaton/Kvinder
	700 ml	1200 ml	700 ml	700 ml		
● 08					5288	5268
● 10	28006			28013	5290	5270
○ 12	28007		28003		5292	5272
● 14	28008	28028	28004		5294	5274
● 16	28009				5296	
● 18					28316	28318

## Conveen EasiCath til dilatation

## Conveen EasiCath med LuerLock

Ostomy Care  
Urology & Continence Care  
Wound & Skin Care



Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med yderst private og personlige lidelser. Jo mere intim og privat lidelsen er, jo vigtigere er det at komme tæt på kunderne for at forstå deres virkelighed og udvikle løsninger, der opfylder deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretningsområder er indenfor stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleje. Coloplast er en global virksomhed med mere end 7000 ansatte.

Coloplast Danmark A/S  
Holtevej 1  
3050 Humlebæk

Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2011-07.  
Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. CC0010

[www.coloplast.dk](http://www.coloplast.dk)