

## Produktdatablad

### Security + Selvklæbende Uridom

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
 Adresse Holtedam 1  
 Land Danmark  
 Website: <http://www.coloplast.dk>

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
 Tlf. nr. 49111213  
 Fax nr. 49111212  
 E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
 Website: <http://www.coloplast.dk>

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Security + Selvklæbende Uridom

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se "Sortiment"** (hvis Excel-fil)

\_\_\_\_\_

##### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

\_\_\_\_\_

["klik her"](#) (hvis web-baseret)

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> nej	Papir: <input type="checkbox"/> Nej	Glas: <input type="checkbox"/> nej
Metal: <input type="checkbox"/> Nej	Latex: <input type="checkbox"/> nej	Bomuld: <input type="checkbox"/> Nej
Andet: polyvinyl ethyl ether		Økologisk: <input type="checkbox"/>

3.2. **Plast:** Styrene-Ethylene-Butylene block copolymer, Polyethylene, polypropylene, polystyrene (kun tilstæde i Security+ Ekstra kort)

Plast-typer: \_\_\_\_\_ PVC:  Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

##### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  nej Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  nej Genbrugsmaterialer:  nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Nej

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: Polyester, Polyethylene PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse: I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) \_\_\_\_\_

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Ud fra miljømæssige hensyn anbefaler Coloplast nedenstående affaldshåndtering.

Bemærk dog at affaldshåndteringen skal være i overensstemmelse med gældende lokale regler.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materiale genanvendelse	
Inderemballage			Materiale genanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg ISO 14021
Transportemballage			Materiale genanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg ISO 14021



## Security + Selvklæbende Uridom

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings enhed	Antal forpakn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
5221		5701780589130	Security+ Uridom 1 stk 21 mm	21mm	30	6		
5225		5701780490276	Security+ Uridom 1 stk 25 mm	25mm	30	6		
5230		5701780490290	Security+ Uridom 1 stk 30 mm	30mm	30	6		
5235		5701780490313	Security+ Uridom 1 stk 35 mm	35mm	30	6		
5240		5701780589147	Security+ Uridom 1 stk 40 mm	40mm	30	6		
22011		5701780790963	Sec+ Uridom ekstra kort 21 mm	21mm	30	6		
22012		5701780790987	Sec+ Uridom ekstra kort 25 mm	25mm	30	6		
22013		5701780791007	Sec+ Uridom ekstra kort 30 mm	30mm	30	6		
22014		5701780791021	Sec+ Uridom ekstra kort 35 mm	35mm	30	6		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*