

# Biatain® Silicone

– optimal absorption med let klæb til væskende sår



Biatain Silicone er en formbar skumbandage med silikoneklæb på skum og border

- Unik 3D skumstruktur for optimal absorption
- Sikker og blød pasform
- Optimal eksudathåndtering<sup>1</sup>
- 3-delt non-touch åbning



## Anvendelse

Biatain Silicone anvendes til en lang række væskende kroniske og akutte sår, herunder bensår, tryksår, donorsteder, postoperative sår og hudafskrabninger. Biatain Silicone er velegnet sammen med kompressionsbehandling.



# Biatain® Silicone

– optimal absorption med let klæb til væskende sår

## Egenskaber

- Unik Biatain skum struktur
- Sidder fast
- Optimal eksudathåndtering<sup>1</sup>
- Blød og formbar
- Non-touch åbning




## Fordele

- Optimal absorption
- Former sig efter sår bunden og kroppen
- Minimal maceration og lækage
- Aseptisk påsætning og nem påsætning reducerer spild af bandager


Optimal absorption for hurtigere sårheling

## Ny og forbedret Biatain Silicone sidder godt fast uden at det går ud over den optimale absorption


- Biatain Silicone har silikoneklæb på skumpuden og på borderen, så den sidder godt fast og holdes på plads samtidig med, at den kan fjernes uden at det gør ondt
- Den unikke Biatain skum former sig efter sår bunden for et optimalt fugtigt sårhelingsmiljø
- Biatain Silicone har en 3-delt non-touch åbning for sikker og nem påsætning



## Unik 3D struktur



Former sig efter sår bunden



## Biatain Silicone produktoversigt

Varenummer	Størrelse i cm	Pudestørrelse	Antal i æske
33434	7½ x 7½	4½ x 4½	10
33435	10 x 10	6½ x 6½	10
33436	12½ x 12½	8½ x 8½	10
33437	15 x 15	10½ x 10½	5
33438	17½ x 17½	13 x 13	5

Ref. 1. Coloplast data on file 2013