

# Produktdatablad

## SenSura Mio Original

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
 Adresse Holtedam 1  
 Land Danmark  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

#### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
 Tlf. nr. 49111213  
 Fax nr. 49111212  
 E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Mio Original®

#### 2.2. Sortimentsoversigt:

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text" value="Nej"/>	Papir: <input type="text" value="Nej"/>	Glas: <input type="text" value="Nej"/>
Metal: <input type="text" value="Nej"/>	Latex: <input type="text" value="Nej"/>	Bomuld: <input type="text" value="Nej"/>
Andet: Olie, resin, hydrokolloider, aktivt kul, PIB, SIS		Økologisk: <input type="text" value="Nej"/>

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: PE, EVA, PVDC, Polyester, PU, PP, PE  
 PVC:   
 Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_  
 % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :   
 Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: PE PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer: 40% genbrugsfibre i æskerne

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse: I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod direkte sollys og støv, opbevaring ved max. 25 grader

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage				Ja, Mobious-loop ISO14021
Transportemballage				Ja, Mobious-loop ISO14021

## SenSura Mio Original

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
106110		5708932976848	SenSura Mio 1-dels lukket, Mini m. inspektionsvindue, 15-45		30			
106210		5708932976831	SenSura Mio 1-dels lukket, Midi m. inspektionsvindue, 15-45		30			
106410		5708932976763	SenSura Mio 1-dels lukket, Midi, Beige, 15-45		30			
106220		5708932976824	SenSura Mio 1-dels lukket, Midi m.inspektionsvindue, 25mm		30			
106230		5708932976817	SenSura Mio 1-dels lukket, Midi m. inspektionsvindue, 30mm		30			
106240		5708932976800	SenSura Mio 1-dels lukket, Midi m. inspektionsvindue, 35mm		30			
106310		5708932976794	SenSura Mio 1-dels lukket, Maxi m. inspektionsvindue, 15-45		30			
106510		5708932976756	SenSura Mio 1-dels lukket, Beige, 15-45		30			
106330		5708932976787	SenSura Mio 1-dels lukket, Maxi m. inspektionsvindue, 30mm		30			
106340		5708932976770	SenSura Mio 1-dels lukket, Maxi m. inspektionsvindue, 35mm		30			
106350		5708932514323	SenSura Mio 1-dels lukket, Maxi m. inspektionsvindue, 40-55mm		30			

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*