

Elektronisk datablad (Produktdatablad)**SenSura Mio Flex basisplade****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Mio Flex basisplade

2.2. Sortimentsoversigt:**2.3. Yderligere oplysninger om produktet****3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: Butylgummi,SIS,PIB,resin,gelatine,cellulose,CMC,pectin

3.2. Plast:

Plast-typer: PU-EEA/EVA,polyester film PVC:
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :
Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer:

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgørere:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer:

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: **Non sterile class I**

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001

Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Må ikke skylles ud i toiletet.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	<input checked="" type="text" value="x"/>			
Enkeltemballage			<input checked="" type="text" value="x"/>	
Inderemballage			<input checked="" type="text" value="x"/>	
Transportemballage			<input checked="" type="text" value="x"/>	

SenSura Mio Flex basisplade

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1055101008		5708932943352	SenSura Mio Flex 35mm 10-33	35mm	5	160		
1056101008		5708932943345	SenSura Mio Flex 50mm 10-48	50mm	5	160		
1056201008		5708932943338	SenSura Mio Flex 50mm 25	50mm	5	160		
1056301008		5708932943321	SenSura Mio Flex 50mm 30	50mm	5	160		
1056401008		5708932943314	SenSura Mio Flex 50mm 35	50mm	5	160		
1056501008		5708932943307	SenSura Mio Flex 50mm 40	50mm	5	160		
1057101008		5708932943291	SenSura Mio Flex 70mm 10-68	70mm	5	160		
1057201008		5708932943284	SenSura Mio Flex 70mm 45	70mm	5	160		
1057301008		5708932943277	SenSura Mio Flex 70mm 50	70mm	5	160		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *