

## Produktdatablad

### Peristeen Anal Irrigation - Tilbehørspakke

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Peristeen Anal Irrigation - Tilbehørspakke (1 pose og 15 katetre)

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

##### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Se "Ydl. Oplysninger" \(hvis Excel-fil\)](#)

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:	<input type="checkbox"/> nej	Papir:	<input type="checkbox"/> nej	Glas:	<input type="checkbox"/> nej
Metal:	<input type="checkbox"/> nej	Latex:	<input type="checkbox"/> nej	Bomuld:	<input type="checkbox"/> nej
Andet:	Polyvinylpyrrolidone				
				Økologisk:	<input type="checkbox"/>

3.2. Plast: Styrenethylenbutylenstyren (SEBS) og Acrylonitrilebutadienestyrene (ABS)  
Sterilbarrier: Polyester, Polyethylen

Plast-typer: \_\_\_\_\_ PVC:  nej

Hvis PVC, angiv blødgører: Der er ikke PVC men phthalat DBP i coating < 0,01% % af PVC: 0%

##### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  nej Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  nej Genbrugsmaterialer:  nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  nej

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_



#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: \_\_\_\_\_

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgørere:

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: 1

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialegenanvendelse	
Inderemballage			Materialegenanvendelse	Mobious-loopet iflg. ISO014021
Transportemballage			Materialegenanvendelse	Mobious-loopet iflg. ISO014021

