

Elektronisk datablad (Produktdatablad)

Biatain Silicone Skumbandage Biatain Silicone Lite

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn

Biatain Silicone Skumbandage og Biatain Silicone Lite

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
 Metal: Latex: Bomuld:
 Andet: _____ Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer: PU Skum og Film, Silikone, PE PVC:
 Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____
 Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:
 Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :
 Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Ja Papir: Nej Glas: Nej

Metal: Nej Latex: Nej Bomuld: Nej

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: PET, PE PVC: Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% retur fibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: IIb

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares ved max. 25 grader og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkelemballage			Materiale genanvendelse	
Inderemballage			Materiale genanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021
Transportemballage			Materiale genanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14022

Biatain Silicone Skumbandage

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
33434	3343431008	5708932530880	Biatain Silicone Skumbandage	7,5 x 7,5cm	10	320		*
33435	3343531008	5708932530910	Biatain Silicone Skumbandage	10 x 10cm	10	320		*
33436	3343631008	5708932530941	Biatain Silicone Skumbandage	12,5 x 12,5cm	10	320		*
33437	3343731008	5708932530972	Biatain Silicone Skumbandage	15 x 15cm	5	120		*
33438	3343831008	5708932531009	Biatain Silicone Skumbandage	17,5 x 17,5cm	5	80		*
33444	3344431008	5708932531030	Biatain Silicone Lite Skumbandage	7,5 x 7,5cm	10	320		*
33445	3344531008	5708932531061	Biatain Silicone Lite Skumbandage	10 x 10cm	10	320		*
33446	3344631008	5708932531092	Biatain Silicone Lite Skumbandage	12,5 x 12,5cm	10	320		*
33452	3345201008	5708932611053	Biatain Silicone Lite Skumbandage	5 x 5 cm	5	120		*
33453	3345301008	5708932611084	Biatain Silicone Lite Skumbandage	5 x 12,5 cm	5	140		*
33400	3340001008	5708932610988	Biatain Silicone Skumbandage	10 x 20cm	5	200		*
33401	3340101008	5708932611015	Biatain Silicone Skumbandage	10 x 30cm	5	100		*
33406	3340601008	5708932644952	Biatain Silicone Skumbandage	18 x 18cm	5	40		*
33404	3340401008	5708932645010	Biatain Silicone Skumbandage	15 x 19cm	5	80		*
33405	3340501008	5708932627283	Biatain Silicone Skumbandage	25 x 25cm	5	90		*
33408	3340801008	5708932644983	Biatain Silicone Skumbandage	14 x 19,5cm	5	80		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.
Sterile produkter angives ved *