

Comfeel® Plus Transparent

Sikker beskyttelse. Hurtigere sårheling.*

- Sikker beskyttelse
- Sårmonitoring
- Brugervenligt design

* I forhold til traditional sårbehandling

Comfeel® Plus Transparent

Comfeel® Plus Transparent

Tynd, fleksibel og transparent hydrokolloidbandage med CMC

Sikker beskyttelse



- Hydrokolloidbandage med CMC¹ til fugtig sårheling
- Vand- og bakterietæt til beskyttelse af såret
- Semi-permeabel topfilm for fordampning af fugt gennem bandagen
- Glat topfilm for reduktion af friktion
- Affasede kanter sikrer en god pasform, så kanterne ikke ruller

Sårmonitoring



- Gittermønster til sårmonitorering og indikator for bandageskift
- Gennemsigtig bandage til monitorering af såret uden bandageskift
- Færre bandageskift og mindre forstyrrelse af såret fremmer hurtigere sårheling

Brugervenligt design



- Aseptisk påsætning med 3-delt non-touch system
- Nem håndtering ved hjælp af turkise berøringspunkter
- Nemt at vælge rigtigt produkt ud fra æskens design med produktbillede i naturlig størrelse

Anvendelse

Comfeel Plus Transparent kan anvendes til

- Behandling af ikke væskende eller lavt væskende problemsår i de sidste faser i sårhelingen
- Beskyttelse af akutte sår
- Beskyttelse af udsat hud

Comfeel Plus Transparent anvendes til

- Problemsår som tryksår og bensår
- Akutte sår som overfladiske brandsår, donorsteder, traumatiske sår, post-operative sår og hudafskrabninger


Bæretiden for Comfeel Plus Transparent er op til 7 dage afhængig af sårets kendetegn.

Product composition

Polyurethan topfilm

Tynd hydrokolloidklæber

3-delt non-touch påsætning



Bæretiden for Comfeel Plus Transparent er op til 7 dage afhængig af sårets kendetegn.

Comfeel Plus Transparent portfolio

Varenummer	Str (cm)	Antal i æske
33530	5 x 7	10
33533	10 x 10	10
33548	5 x 25	5
33536	9 x 14	5
33542	15 x 20	5

Ref. 1. Carboxymethyl cellulose