

Elektronisk datablad (Produktdatablad)**Comfeel Plus og
Comfeel Plus Contour sårbandage og
Comfeel Plus Sakral****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Land Danmark
Website: www.coloplast.dk

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: www.coloplast.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent:** ISO 9001, ISO 13485**Forhandler:** _____**2. Produktet****2.1 Handelsnavn** Comfeel Plus, Comfeel Plus Contour og Comfeel Sakral**2.2. Sortimentsoversigt:****2.3. Yderligere oplysninger om produktet****3. Produktets bestanddele**(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)Pap: Papir: Glas: Metal: Latex: Bomuld: Økologisk: Andet: Calcium alginate, 100% Hydrogenated petroleum resin, Sodium CMC, Elastomer, Dioctyl adipate**3.2. Plast:**Plast-typer: Polyurethan, PolyesterPVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Papir:
Metal: Latex: Glas:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: II b

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares ved stuetemperatur

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedrørende affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Ja - emballagematerial	
Inderemballage			Ja - emballagematerial	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Ja - emballagematerial	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021

Comfeel Plus, Comfeel Plus Contour og Comfeel Plus Sakral

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
3311001008		5708932013062	Comfeel Plus Sårbandage	10 x 10 cm	10	120		*
3311501008		5708932012218	Comfeel Plus Sårbandage	15 x 15 cm	5	40		*
3312001008		5708932012225	Comfeel Plus Sårbandage	20 x 20 cm	5	5		*
3314601008		5708932013079	Comfeel Plus Sårbandage	4 x 6 cm	30	720		*
3328001008		5708932012232	Comfeel Plus Contour Sårbandage	6 x 8 cm	5	40		*
3328301008		5708932012249	Comfeel Plus Contour Sårbandage	9 x 11 cm	5	50		*
33328501008		5708932013086	Comfeel Plus Sakral Sårbandage	17x17 cm	5	40		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *

|