

## Produktdatablad

### Assura 2-dels urostomi flerkammerposer

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
Adresse Holteham 1  
Land Danmark  
Website: [www.coloplast.dk](http://www.coloplast.dk)

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: [www.coloplast.dk](http://www.coloplast.dk)

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Assura 2-dels urostomi flerkammerposer

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

##### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

["klik her" \(web-baseret\)](#)

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: pigment white 6, epoxyderet sojabønneolie

##### 3.2. Plast:

Plast-typer: PVDC, EVA, CPE, ABS, PET, PE, SEBS,  
EVA/PE-copolymer, PP

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: DEHP

% af PVC: 30

##### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: DEHP

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
Metal:       Latex:       Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer:       PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:      Nej:       Ja:       Klasse:

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?      Ja:       Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?      Nej:       Ja:       Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent:       Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)      Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedrørende affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialgenanvendelse	
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021







## Assura 2-dels urostomi flerkammerposer

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
14214		5701780983716	Assura urostomi flerkammerpose Hvid 40mm	MIDI	30	12		
14215		5701780983730	Assura urostomi flerkammerpose Hvid 50mm	MIDI	30	12		
14216		5701780987554	Assura urostomi flerkammerpose Hvid 60mm	MIDI	30	12		
14224		5701780983754	Assura urostomi flerkammerpose Hvid 40mm	MAXI	30	12		
14225		5701780983778	Assura urostomi flerkammerpose Hvid 50mm	MAXI	30	12		
14226		5701780983792	Assura urostomi flerkammerpose Hvid 60mm	MAXI	30	12		
14217		5701780983594	Assura uro flerkammerpose Transparent 40mm	MIDI	30	12		
14218		5701780983617	Assura uro flerkammerpose Transparent 50mm	MIDI	30	12		
14219		5701780983631	Assura uro flerkammerpose Transparent 60mm	MIDI	30	12		
14227		5701780983655	Assura uro flerkammerpose Transparent 40mm	MAXI	30	12		
14228		5701780983679	Assura uro flerkammerpose Transparent 50mm	MAXI	30	12		
14229		5701780983693	Assura uro flerkammerpose Transparent 60mm	MAXI	30	12		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*