

Produktdatablad

Assura Convex light basisplader

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: www.coloplast.dk

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: www.coloplast.dk

1.3. Kvalitetsstyringsystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Convex light basisplader

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

["klik her" \(web-baseret\)](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
 Metal: Latex: Bomuld:
 Økologisk:
 Andet: polyisobutylen, titandioxid, CMC, gelatine, pectin, SIS

3.2. Plast:

PE, siliconiseret PET

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse:

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedrørende affaldshåndtering.

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend. |
|--------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkeltemballage | | | Materialgenanvendelse | |
| Inderemballage | | | Materialgenanvendelse | Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021 |
| Transportemballage | | | Materialgenanvendelse | Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021 |



Assura Convex light basisplader

Sortimentsoversigt

| Producent varenr. | Forhandler varenr. | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse | Størrelse | Forpakkings enhed | Antal forpagn. pr trsp.karton | Antal kartoner pr. palle | Steril |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|
| 14271 | | 5701780890281 | Convex Light Plade 18mm | 40mm | 5 | 30 | | |
| 14272 | | 5701780890304 | Convex Light Plade 21mm | 40mm | 5 | 30 | | |
| 14273 | | 5701780890328 | Convex Light Plade 25mm | 50mm | 5 | 30 | | |
| 14274 | | 5701780890342 | Convex Light Plade 28mm | 50mm | 5 | 30 | | |
| 14275 | | 5701780890366 | Convex Ligth Plade 31mm | 50mm | 5 | 30 | | |
| 14276 | | 5701780890380 | Convex Light Plade 35mm | 60mm | 5 | 30 | | |
| 14277 | | 5701780890403 | Convex Light Plade 38mm | 60mm | 5 | 30 | | |
| 14278 | | 5701780890427 | Convex Light Plade 41mm | 60mm | 5 | 30 | | |
| 14261 | | 5701780890229 | Convex Light Plade 15-23mm | 40mm | 5 | 30 | | |
| 14262 | | 5701780890243 | Convex Light Plade 15-33mm | 50mm | 5 | 30 | | |
| 14263 | | 5701780890267 | Convex Light Plade 15-43mm | 60mm | 5 | 30 | | |

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *