

## Produktdatablad

### Assura Irrigationssæt

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
 Adresse Holtedam 1  
 Land Danmark  
 Website: [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com)

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
 Tlf. nr. 49111213  
 Fax nr. 49111212  
 E-mail: \_\_\_\_\_  
 Website: [www.coloplast.dk](http://www.coloplast.dk)

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Assura Irrigationssæt

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

##### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

["klik her" \(web-baseret\)](#)

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> nej	Papir: <input type="checkbox"/> nej	Glas: <input type="checkbox"/> nej
Metal: <input type="checkbox"/> ja	Latex: <input type="checkbox"/> nej	Bomuld: <input type="checkbox"/> ja
Andet: <input type="checkbox"/>	Økologisk: <input type="checkbox"/>	

Andet: Pigment wite 6, pigment black 7, titanium dioxide, liquid crystals

##### 3.2. Plast:

Plast-typer: PE, EVA, PA, PET, SIS, SB copolymer, EVA/PE-copolymer  
 Hvis PVC, angiv blødgører: soft n safe

PVC:  ja  
 % af PVC: 30%

##### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  nej      Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  nej      Genbrugsmaterialer:  nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Ja

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
Metal:       Latex:       Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: PE      PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfbre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:      Nej:       Ja:       Klasse: I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?      Ja:       Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?      Nej:       Ja:       Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001      Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.

#### 9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering ur miljøaspekt enligt nedanstående. Observera dock att lokala regler styr affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021



## Assura Irrigationssæt

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1501		5701780598521	Irrigationssæt		1	12		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*