

# Produktdatablad

## Assura Plus 1-dels ileostomiposer Dobbelt filter

26-04-2006

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

#### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Assura Plus 1-dels ileostomiposer Dobbelt filter

#### 2.2. Sortimentsoversigt:

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
Metal:       Latex:       Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: aktivt kul, PU-skum, PE-skum, pektin, gelatine, CMC, SIS, PIB, titanium dioxid

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: CPE, EVA; PVdC, PE, PA; PP, PET      PVC:   
Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_      % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :   
Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: PE PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: ingen

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse: I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001/OHSAS 18001 Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring med max. 25 grader

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14



## Assura Plus 1-dels ileostomiposer Dobbelt filter

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
14801		5708932243032	1-dels Assura h.way m/dob.filt. beige	Mini 12-50x65	30	12		
14803		5708932243056	1-dels Assura h.way m/dob.filt. trans	Midi 12-50x65	30	12		
14804		5708932243070	1-dels Assura h.way m/dob.filt. beige	Midi 12-50x65	30	12		
14806		5708932243094	1-dels Assura h.way m/dob.filt. trans	Maxi 12-60x75	30	12		
14807		5708932243117	1-dels Assura h.way m/dob.filt. beige	Maxi 12-60x75	30	12		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*