

Produktdatablad

Assura Plus 1-dels kolostomiposer

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: www.coloplast.dk

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: www.coloplast.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Assura Plus 1-dels kolostomiposer

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

["klik her" \(web-baseret\)](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
 Metal: Latex: Bomuld:
 Økologisk:
 Andet: Aktivt kul, PU-foam, pektin, gelatine, CMC, polyisobuthylen, SIS, titandioxid

3.2. Plast:

Plast-typer:

EVA	CPE	PVdC
PE	PET	

 PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer: PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse:

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedrørende affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialgenanvendelse	
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021



Assura Plus 1-dels kolostomiposer

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
12110		5701780745512	Assura Plus 1-dels hudfarvet 20-50x65	MINI	30	16		
12140		5701780636117	Assura Plus 1-dels hudfarvet 20-50x65	MIDI	30	16		
12144		5701780636131	Assura Plus 1-dels Hudfarvet 25mm	MIDI	30	16		
12145		5701780636155	Assura Plus 1-dels Hudfarvet 30mm	MIDI	30	16		
12146		5701780636179	Assura Plus 1-dels hudfarvet 35mm	MIDI	30	16		
12147		5701780636193	Assura Plus 1-dels Hudfarvet 40mm	MIDI	30	16		
12170		5701780636230	Assura Plus 1-dels Hudfarvet 20-60x75	MAXI	30	16		
12174		5701780875622	Assura Plus 1-dels Hudfarvet 25mm	MAXI	30	16		
12175		5701780875639	Assura Plus 1-dels Hudfarvet 30mm	MAXI	30	16		
12176		5701780875646	Assura Plus 1-dels Hudfarvet 35mm	MAXI	30	16		
12177		5701780876629	Assura Plus 1-dels Hudfarvet 40mm	MAXI	30	16		
12130		5701780636094	Assura Plus 1-dels Transparent 20-50x65	MIDI	30	16		
12134		5701780715249	Assura Plus Transparent 25 mm	MIDI	30	16		
12135		5701780715256	Assura Plus Transparent 30 mm	MIDI	30	16		
12136		5701780715263	Assura Plus 1-dels Transparent 35 mm	MIDI	30	16		
12137		5701780876643	Assura Plus 1-dels Transparent 40mm	MIDI	30	16		
12160		5701780636216	Assura Plus 1-dels Transparent 20-60x75	MAXI	30	16		
12164		5701780875578	Assura Plus 1-dels Transparent 25mm	MAXI	30	16		
12165		5701780875608	Assura Plus 1-dels Transparent 30mm	MAXI	30	16		
12166		5701780875615	Assura Plus 1-dels Transparent 35mm	MAXI	30	16		
12167		5701780876605	Assura Plus 1-dels Transparent 40mm	MAXI	30	16		
12120		5701780745536	Assura Plus 1-dels Dekoreret 20-50x65	MINI	30	16		

12150		5701780637305	Assura Plus 1-dels Dekoreret 20-50x65	MIDI	30	16		
12154		5701780715270	Assura Plus 1-dels Dekoreret 25mm	MIDI	30	16		
12155		5701780715287	Assura Plus 1-dels Dekoreret 30mm	MIDI	30	16		
12156		5701780715294	Assura Plus 1-dels Dekoreret 35mm	MIDI	30	16		
12180		5701780636254	Assura Plus 1-dels Dekoreret 20-60x75	MAXI	30	16		
2501		5701780485012	Assura Plus Minicap 20-55 mm		30	300		
2502		5701780945103	Assura Plus Minicap, blød, 20-55mm		30	300		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *