

Assura

 Coloplast

Assura Irrigationssæt

- *Blød konus*
- *Visuel kontrol af vandets indløbshastighed*
- *Ekstra langt skylleærme*



Assura Irrigationssæt



Vandposen har et indbygget termometer til at aflæse vandets temperatur. Den korrekte vandtemperatur skal være mellem 36-38° C. Posen er desuden udstyret med en måleenhed til at sikre den korrekte mængde vand.

Diskrete bandager

For at få den størst mulige glæde af at irrigere anbefales det at benytte en lille diskret bandage mellem irrigationerne. Coloplast har udviklet et sortiment af diskrete bandager såsom **Assura** Conseal proppen, **Assura** MiniCap eller **Assura** miniposer.

Irrigation er selvkontrol

Irrigation kan anvendes af kolostomiopererede med en sigmoideostomi og giver mulighed for at genvinde kontrollen over tarmudtømming. Ved irrigationsmetoden opnår den stomiopererede en større frihed og diskretion. Frihed - fordi den stomiopererede nu har mulighed for at bruge mere diskrete bandager. Diskretion - fordi afgang af luft fra stomien i reglen mindses betydeligt.



Vandets indløbshastighed kontrolleres let v.h.a. møllehjulet i regulatoren - selv for stomiopererede med svage fingre.

Assura Irrigationssæt består af en vandpose og en konus. Skylleærme, presseplade og bælte bestilles separat og - hvis man i forvejen bruger **Assura** 2-dels systemet - også basisplader.



Den bløde konus er skånsom for tarmen

Nemt i brug

Assura Irrigationssystem er nemt at bruge. Efter instruktion og oplæring sammen med en stomisygeplejerske er den stomiopererede selv i stand til at irrigere derhjemme.



Sættet leveres i en praktisk toilettaske.

Sortimentsoversigt

Beskrivelse		Produktnr.	Str./mm	Antal pr. æske
Irrigationssæt		1501		1
Vandpose		1511		1
Konus		1110		4
Skylleærme		12834	40	30
		12835	50	30
		12836	60	30
Bælte		0421		10
Presseplade		12820	60	5

Coloplast

Coloplast Danmark A/S
Møllevej 11-15
DK-2990 Nivå
Telefon 49 11 12 13
Telefax 49 11 12 12
www.coloplast.dk