

# Easiflex

 Coloplast

## **Easiflex Kids** klæberkoblingssystem til børn

- Nænsomt
- Blødt og fleksibelt
- Sikkert





## Easiflex Kids klæberkoblingssystem til børn



### Easiflex Kids klæberkoblingssystem til børn

Et 2-dels system til børn skal være enkelt at håndtere, blødt og fleksibelt, let at rengøre og ikke mindst komfortabelt og sikkert af have på.

Coloplast har i tæt samarbejde med professionelle udviklet et **Easiflex** system til børn, som har de samme egenskaber og fordele som det eksisterende **Easiflex** system til voksne.



### Nænsomt 2-dels system

**Easiflex Kids** er enkelt og nemt at håndtere uden brug af kræfter. Det er muligt at få fingrene ind under pladens koblingsflange ved påsætning af posen. På denne måde undgås tryk på maven.

### Blødt og fleksibelt

**Easiflex** er et blødt og fleksibelt 2-dels system, hvor plade og pose tilsammen danner en blød enhed. Børnene kan derved bevæge sig frit uden gener.

### Sikkert at anvende

Koblingen mellem plade og pose er en klæber. Ligesom pladen klæbes til huden, skal posen klæbes til pladens gennemsigtige koblingsflange og sidder hermed sikkert.

### Hygiejnisk

Med **Easiflex** er det blevet meget nemt at rengøre pladen ved pose-skift. Der er ingen kanter, som er svære at rengøre. Pladen aftørres blot med et stykke toiletpapir eller lignende.



### Easiflex Kids posesortiment

**Easiflex Kids** poserne er specielt designet til børn, også blødbørn. De findes udelukkende som åbne poser med det velkendte **Hide-away** udløb. **Hide-away** udløbet er et enkelt og nemt lukkesystem uden brug af løse klemmer og clips.

Posesortimentet består af såvel en transparent pose som en pose med blød dekoreret stofflignende forside.

### Easiflex Kids basisplader

Basispladerne er specielt udviklet til små børnemaver og fås i 2 størrelser med koblingsflange på henholdsvis 17 og 27 mm.




Pladen er uden starterhul, hvilket giver mulighed for individuel tilpasning af hullet.



Klæberen på **Easiflex Kids** basispladerne er valgt på baggrund af Coloplasts velkendte spiralklæbere. Således består klæberen på **Easiflex Kids** basispladerne af den ene af de to spiraler, som indgår i **Easiflex** standard pladen til voksne.

Alle **Easiflex Kids** poserne er forsynet med et diskret og effektivt filter.

### Easiflex Kids børnesortiment

Åbne poser	Flangestørrelse	
	17 mm	27 mm
 Transparent	14681	14682
 Blød forside	14691	14692
Plader	17 mm (0-15 mm)	27 mm (0-25 mm)
		14307

 **Coloplast**

Coloplast Danmark A/S  
Møllevej 11-15  
DK-2990 Nivå  
Telefon 49 11 12 13  
Telefax 49 11 12 12  
www.coloplast.dk