

Elektronisk datablad (Produktdatablad)

SenSura®Mio Click Convex basisplader

Basisplade med Convex Dyb

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura®Mio Convex Click basisplader med Convex Dyb

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

 (Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap: nej Papir: nej Glas: nej
 Metal: nej Latex: nej Bomuld: nej
 Økologisk:
 Andet: Butylgummi, SIS, PIB, resin, gelatine, cellulose, CMC, Pectin og LLDPE

3.2. Plast:

Plast-typer: Ethylen buten, PU-EEA/EVA PVC: nej
 Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: nej Typer: _____

Klorbleget materiale: nej Genbrugsmaterialer: nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : nej
 Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: PET tray

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: Non-sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold. Produktet er til engangsbrug og skal bortskaffes med alm. husholdningsaffald. Må ikke skylles i toiletet.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura® Mio Click Convex basisplader

Basisplade med Convex Dyb

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse opklipbarhed/huldiameter	Størrelse Kobling	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1694101008		5708932895309	SenSura Mio Click Convex Dyb 10-20mm	40mm	Æske á 5 stk	24 æsker		
1694201008		5708932895286	SenSura Mio Click Convex Dyb 18mm	40mm	Æske á 5 stk	24 æsker		
1695101008		5708932895262	SenSura Mio Click Convex Dyb 15-30mm	50mm	Æske á 5 stk	24 æsker		
1695301008		5708932895248	SenSura Mio Click Convex Dyb 21mm	50mm	Æske á 5 stk	24 æsker		
1695401008		5708932895224	SenSura Mio Click Convex Dyb 25mm	50mm	Æske á 5 stk	24 æsker		
1695501008		5708932895200	SenSura Mio Click Convex Dyb 28mm	50mm	Æske á 5 stk	24 æsker		
1696101008		5708932895187	SenSura Mio Click Convex Dyb 15-40mm	60mm	Æske á 5 stk	24 æsker		
1696301008		5708932895163	SenSura Mio Click Convex Dyb 31mm	60mm	Æske á 5 stk	24 æsker		
1696401008		5708932895149	SenSura Mio Click Convex Dyb 35mm	60mm	Æske á 5 stk	24 æsker		
1697101008		5708932895125	SenSura Mio Click Convex Dyb 15-53mm	70mm	Æske á 5 stk	24 æsker		
1697301008		5708932895118	SenSura Mio Click Convex Dyb 38mm	70mm	Æske á 5 stk	24 æsker		
1697401008		5708932895101	SenSura Mio Click Convex Dyb 41mm	70mm	Æske á 5 stk	24 æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *