

Elektronisk datablad (Produktdatablad)**SenSura® Mio Convex - 1-dels lukket kolostomipose**

1 del lukket pose med Convex Blød

1. Virksomhedsdata**1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura®Mio Convex - 1-dels lukket kolostomipose med Convex Blød**2.2. Sortimentsoversigt:****2.3. Yderligere oplysninger om produktet****3. Produktets bestanddele**(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)Pap: Papir: Glas: Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk: Andet: Kul, EVA, Poly glycol, resin, kartoffelmel, stivelse, PIB,
SIS, pectin, CMC, Gelatine, Guar gum, Polyester og HDPE**3.2. Plast:**Plast-typer: EVA, PVdC, PU, PP/PE, PU-EEA PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:Tungmetal: Typer: _____Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer: PVC:
Hvis PVC, angiv blødgører: % af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer:
Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:
Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse:

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:
6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke:
6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)
Producent: Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold. Produktet er til engangsbrug og skal bortskaffes med alm. husholdningsaffald. Må ikke skylles i toilettet.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura® Mio Convex - 1-dels lukket kolostomipose

1 dels lukket pose med Convex Blød

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1660101008		5708932602150	SenSura Mio Convex Blød Tømbar Midi	15-33mm	Æske à 10 stk	10 æsker		
1660501008		5708932875493	SenSura Mio Convex Blød Tømbar Maxi	15-33mm	Æske à 10 stk	10 æsker		
1660601008		5708932875486	SenSura Mio Convex Blød Tømbar Maxi	10-50mm	Æske à 10 stk	10 æsker		
1661001008		5708932875479	SenSura Mio Convex Blød Tømbar Maxi	25mm	Æske à 10 stk	10 æsker		
1661101008		5708932875462	SenSura Mio Convex Blød Tømbar Maxi	28mm	Æske à 10 stk	10 æsker		
1661201008		5708932875455	SenSura Mio Convex Blød Tømbar Maxi	31mm	Æske à 10 stk	10 æsker		
1661301008		5708932875448	SenSura Mio Convex Blød Tømbar Maxi	35mm	Æske à 10 stk	10 æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *