

Elektronisk datablad (Produktdatablad)

SenSura®Mio Convex. 1-dels urostomipose
1-dels uropose med Convex Dyb

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura®Mio Convex 1-dels uropose med Convex Dyb

2.2. Sortimentsoversigt:

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: nej Papir: nej Glas: nej

Metal: nej Latex: nej Bomuld: nej
Økologisk:

Andet: Butylgummi, SIS, PIB, resin, gelatine, cellulose, CMC, Guar gum, polyester og LLDPE

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, PE, PP, TPS-SEBS, PU-EEA PVC: nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: nej Typer: _____

Klorbleget materiale: nej Genbrugsmaterialer: nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: nej

4.2. Plast:

Plast-typer: PE (poser til bortskaffelse af produktet) PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: % af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: _____

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: Non-sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold. Produktet er til engangsbrug og skal bortskaffes med alm. husholdningsaffald. Må ikke skylles i toilettet.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend. |
|--------------------|-------------|--------|---------------|---------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkeltemballage | | | X | |
| Inderemballage | | | X | |
| Transportemballage | | | X | |

SenSura® Mio Convex. 1-dels urostomipose

1-dels uropose med Convex Dyb

Sortimentsoversigt

| Producent varenr. | Forhandler varenr. | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse Opklipbarhed/Huldiameter | Størrelse Posestørrelse | Forpakkings enhed | Antal forpkn. pr trsp.karton | Antal kartoner pr. palle | Steril |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1685101008 | | 5708932874854 | SenSura Mio Uro Convex Dyb 10-23mm | Midi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 1685201008 | | 5708932874847 | SenSura Mio Uro Convex Dyb 15-33mm | Midi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 1685301008 | | 5708932874830 | SenSura Mio Uro Convex Dyb 31-43mm | Midi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 1685501008 | | 5708932874823 | SenSura Mio Uro Convex Dyb 10-23mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 1685601008 | | 5708932874816 | SenSura Mio Uro Convex Dyb 15-33mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 1685701008 | | 5708932874809 | SenSura Mio Uro Convex Dyb 10-23mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 1686001008 | | 5708932874793 | SenSura Mio Uro Convex Dyb 18mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 1686101008 | | 5708932874786 | SenSura Mio Uro Convex Dyb 21mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 1686201008 | | 5708932874779 | SenSura Mio Uro Convex Dyb 25mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 1686301008 | | 5708932874762 | SenSura Mio Uro Convex Dyb 28mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 1686501008 | | 5708932874755 | SenSura Mio Uro Convex Dyb 10-23mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 1686701008 | | 5708932614825 | SenSura Mio Uro Convex Dyb 10-43mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *