

SenSura



SenSura 1- og 2- dels kolostomibandager

- *Fleksibel, hudvenlig og sikker klæber*
- *Umiddelbar vedhæftning og klæbeevne*
- *Sikkert koblingssystem med låsering*
- *Effektivt filter*
- *Blødt og komfortabelt posemateriale*



SenSura kolostomibandager

- en helt ny standard indenfor stomi



SenSura klæber - tryghed hele vejen rundt

En traditionel klæber er sammensat på en måde, der kan begrænse klæbeevnen og hudvenligheden. Takket være en enestående ny 2-lags klæber, er **SenSura** i stand til at kombinere nogle egenskaber, der normalt er uforenelige

SenSura klæberen går ikke på kompromis med:

- Vedhæftning og klæbeevne
- Fleksibilitet
- Absorption
- Udvaskningsresistens
- Let aftagelighed

Hurtig vedhæftning og klæbeevne

Klæberens sammensætning giver en hurtig og sikker vedhæftning og sikrer samtidig en fantastisk klæbeevne. Den unikke klæberrecept sikrer, at klæberen er nem at tage af. Den vaflede overflade og den tynde klæberkant kombineret med den ovale form sikrer høj fleksibilitet.



Udvaskningsresistent toplag

Det øverste udvaskningsresistente klæberlag beskytter det nederste centerlag mod at blive opløst af afføring og fugt fra stomien.



Absorberende centerlag

Det hudvenlige centerlag giver optimal absorption og forhindrer klæberen i at løsne sig.



Click kobling med låsring

SenSura 2-dels systemet består af det velkendte koblingssystem med en låsring som ekstra sikkerhed. Der lyder et lille klik, når låseringen låses og åbnes.



Effektivt bølgefilter

Det avancerede bølgefilter forhindrer filteret i at stoppe til og tillader dermed luften at passere frit. Filteret er desuden forsynet med en membran, der beskytter filteret mod fugt. 2-dels poserne er forsynet med to filtre.



Blødt og holdbart stofmateriale

SenSura poserne fås med en blød stoflignende for- og bagside, som er lavet af et holdbart og vandafvisende materiale. Materialet bliver ikke beskadiget eller fnulrer efter bad.

SenSura 1- og 2-dels kolostomiposer fås i flere varianter. Man kan vælge mellem opklipbare og færdige hulstørrelser, posestørrelser i mini, midi og maxi og poser med blød stoflignende for- og bagside eller transparent posemateriale.

 **Coloplast**

Coloplast Danmark A/S
Møllevej 11-15
2990 Nivå
Telefon 4911 1213

www.coloplast.dk