

SenSura



SenSura

1- og 2-dels

Urostomibandager

- Diskretion
- Komfort



SenSura Urostomi flerkammerpose

– Designet til livet

Coloplast har i samarbejde med stomisygeplejersker og stomi-opererede udviklet **SenSura** Urostomi flerkammerposen. Flerkammerposen kombinerer diskretion med komfort og giver brugeren frihed og sikkerhed til at leve et aktivt og socialt liv.

Diskretion

En af fordelene ved flerkammerposen er, at urinen fordeles jævnt, hvilket øger diskretionen. Med kamrene opstår der færre skvulpelyde, og brugeren opnår høj komfort. Flerkammerposen fås i beige og transparent.



Komfort

SenSura Urostomi flerkammerpose er slank og former sig behageligt efter kroppen. Posen er beklædt med et blødt stoffignende materiale, som er stærkt og vandafvisende. For at sikre, at urinen ikke løber tilbage, er flerkammerposen forsynet med en tilbageløbsventil. Hertil kommer, at posens bløde udløb kan foldes op og skjules i en lomme, således at udløbet ikke generer, når man sidder ned eller bevæger sig.



Drænhåndtering

SenSura Urostomi flerkammerpose gør det muligt at håndtere dræn på følgende måder:

- Drænene kan gå helt ned i posen, uden at svejsningerne brydes
- Drænene kan sammenrulles i toppen
- Drænene kan afklippes



1-dels system

SenSura Urostomi flerkammerpose fås som 1-dels system, hvor pose og klæber er integreret. Klæberen på 1-dels flerkammerposen er **SenSura** Standard.



2-dels system

SenSura Urostomi flerkammerpose fås i følgende 2-dels systemer:

- **SenSura** Flex med klæberkobling
- **SenSura** Click med mekanisk kobling



Såvel **SenSura** Standard som Xpro klæberen kan anvendes til begge 2-dels systemer.

Alle tre urostomisystemer fås med og uden Convex Light.

SenSura urostomiløsningerne kan kombineres med

- Natposen
- Benposen

Endvidere kan **SenSura** Click tilsluttes

- Minicap
- Mikropose

 **Coloplast**

Coloplast Danmark A/S
Møllevej 11-15
2990 Nivå
Telefon 4911 1213

www.coloplast.dk